

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



SBP 5100

KLASSE III ELECTRONISCHE MEDISCHE WEEGSCHAAL

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



SBP 5100

KLASSE III ELECTRONISCHE MEDISCHE WEEGSCHAAL

Lees voordat u het product gaat gebruiken

Deze elektronische medische weegschaal is ontworpen en gemaakt volgens de volgende normeringen : ISO 9001 Quality, ISO14001 Environment, OHSAS18001 Health and Safety and ISO13485 Medical Devices Quality.

Gebruik

De elektronische weegschaal is voor het wegen van personen met als doel controle, diagnose en ondersteuning bij medische behandelingen.

Beschrijving van het product :

- Precisieklasse III (volgens EG richtlijn 90/384 EEC)
- Weegfunctie
- Waterpas en verstelbare voetjes
- Aan knop (met de voet) en auto uit functie.
- Batterij laag indicatie.
- Capaciteit: 220 kg.
- Indeling: 100 g.
- Werkt op 6 x 1.5 V (AA) batterijen of met een AC 100-240V adaptor input/DC 9V output

PRODUCT GEBRUIK

Eerste gebruik

- Plaats de batterij (en) in het batterij houder, let erop dat + /- op de goede plaats zitten. In batterijhouder wordt aangegeven welke batterij te gebruiken.
- De weegschaal dient waterpas geplaatst te zijn alvorens te wegen :
 1. ga niet op de weegschaal staan, en zorg dat er geen gewicht op de schaal staat.
 2. plaats de weegschaal op een hard, vlak oppervlak. Gebruik de verstelbare voetjes om de schaal waterpas te stellen. De luchtbel moet in het midden van de getekende cirkel zijn.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Gebruik

1. Druk op de aan knop bovenop de schaal aan de voorkant. De volgende getallen verschijnen automatisch achter elkaar :

Software versie, alle getallen, "0,0"



2. Zodra de weegschaal op "0,0" staat, stap u op de schaal. Na enkele seconden verschijnt uw gewicht.

3. Na 10 seconden schakelt de weegschaal automatisch uit.

Fout meldingen :

Err 0	Initiele 0 fout. Stap van de schaal af, wacht tot de schaal 0 aangeeft en stap opnieuw op de schaal	EPP	Fout in de weegschaal. Neem contact op met uw servicedienst
adErr	Hardware probleem,neem contact op met uw technische dienst of de leverancier.	bAtt	Vervang de batterij
Err 2	Gewicht boven maximum, verwijder onmiddellijk gewicht	Ustb	Instabiel 0 . Stap van de schaal af, wacht tot de schaal 0 aangeeft en stap opnieuw op de schaal

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd tegen materiaal – en productiefouten. Tijdens de garantieperiode, zullen defecten ontstaan door materiaal- en productiefouten kosteloos gerepareerd worden (factuurdatum en serienummer dienen bekend te zijn). De garantie dekt niet schade ontstaan door ondeskundig gebruik. Alle beweeglijke delen , zoals batterijen , adapters etc, zijn uitgesloten.

AFTER SALES SERVICE

Voor kalibratie, ijking en storingen , neemt u svp contact op met 071-4030101 of e-mail info@prior-medical.com .

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360