

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



8201 Pulsoxi-Messgerät für hohe Beanspruchung

SpO2-Anzeigebereich	: 0% bis 100%
SpO2-Auflösung	: 1%
SpO2-Methode	: Doppelwellenlängen-LED
SpO2-Genauigkeit	: 80 bis 100%, + 2% 70 bis 79%, + 3%
Herzfrequenz (HF) Bereich	: 30-250 Schläge / min.
HR-Genauigkeit	: + 1% oder 1 Schlag / min, wenn HF <100 / min
LED-Anzeige	: SpO2, HF, 3-stellig. Pulsstärkebalken
Alarmbereichseinstellung	: hoch / niedrig für SpO2 und Pulsfrequenz
Wasserbeständigkeit	: IPX2
Stoßfestigkeit	: 1 Meter stoßfest
Stromquelle	: 4 x AA

Für weitere Informationen zu diesem Pulse Oxi-System senden Sie bitte eine E-Mail an: info@prior-medical.