

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



## 8250 Finger - SpO2 Herzfrequenzmesser

SpO2-Bereich	: 0% bis 100%
SpO2-Messmethode	: LED mit zwei Wellenlängen
SpO2-Genauigkeit	: 80 bis 100%, + 2%
Perfusionsindex	: 5 bar Anzeige
Herzfrequenzbereich	: 30-250 Schläge / min.
Herzfrequenzgenauigkeit	: ± 1% oder 1 Schlag / min
Kommunikation über	: Bluetooth LE
Dimensionen	: 63 (L) x 35 (B) x 36 (H) mm
Fingerspitzenoberfläche	: Silikongummi
Stromquelle	: 2 x AAA
Gewicht	: 40 Gramm
Auto aus	: nach 15 Sekunden

Für weitere Informationen zu diesem SpO2-HF-Messgerät senden Sie bitte eine E-Mail an: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

