

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Infrarot-Ohrthermometer TD 1107, schnelle Reaktionszeit (2 Sekunden), kompakt

Temperaturbereich	: 32 ° C - 43 ° C
Methode	: Ohr
Genauigkeit	: + 0,2 ° C
LCD-Hintergrundbeleuchtung	: Farbe grün, wenn normal
Erkennung der Sondenabdeckung	: Aktiviert die automatische Einschaltfunktion
Kommunikation von Daten	: Bluetooth
Stromquelle	: 2 x AA-Batterien

Automatische Kalibrierung mit dem TD 1090 Calibrator

Für weitere Informationen zu diesem Thermometer senden Sie bitte eine E-Mail an: info@prior-medical.com