

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



2202 Tragbarer EKG-Rekorder **EKG-Rekorder mit 5 Ableitungen, 4-Kanal-EKG-Kurve.** **Manuelle Ereigniserfassung in Notsituationen möglich.**

Bluetooth Datenübertragung.
Integriertes SD-Laufwerk.
SD-Karte zum temporären Speichern von Daten.
8,8 cm LCD-Farb-Touchscreen
Gewicht: 160 Gramm ohne Batterien und Zubehör
Abmessungen: 74 (h) x 145 (b) x 32,8 (d) mm
Stromquelle: 3 x AAA-Batterien

Für weitere Informationen zu diesem EKG-Rekorder senden Sie bitte eine E-Mail an: info@prior-medical.com