

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



PMBF 6010

Multifunctionele elektronische personen kolomweegschaal met vele functies.

- Maximum capaciteit 300 **kg**
- Indeling per 100 **gram**
- Belangrijkste functies; aan/uit, tarra, vetpercentage, vetvrije massa, spiermassa, totaal lichaamsvocht, metabolische leeftijd
- Duidelijk display (29 mm)
- Automatisch aan/ uit
- Inclusief 6 batterijen en oplader
- Afmetingen: 450 x 340 x 90 mm, kolom 850 mm
- 4 verstelbare voetjes en waterpasindicatie
- Wifi data overdracht
- Optie : printer
- **Klasse III** geijkt, **MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal PMBF 6010, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Prior Medical Systems ,
085 0250086 of email : info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com