

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email: info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Model Prior 3100, Verplaatsbare Stoelweegschaal voor het wegen van patiënten, basisversie

- Weegvermogen 250 kg
- Gewichtsindeling per 100 gram
- Functies : tarra, hold, bmi
- Vol elektronische weegschaal met loadcell weging
- Weegstoel standaard voorzien van opklapbare armleuningen en voetensteun
- Verplaatsbaar middels 4 zwenkwielen, 2 geremd
- Voeding : batterij of adapter
- Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior 3100, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com