

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior 6600 klasse III rolstoel-/bedweegschaal voor het wegen van liggende patiënten.

- Weegvermogen maximaal **300 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- 10 tarra posities in geheugen om op te slaan
- Afmetingen 1230 (b) x 400 (d) x 90 (h) mm
- Eigen gewicht ca. 18 kg
- Plugverbinding voor het loshalen van de bekabeling tussen de weegdelen
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Prior 6600, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: : info@prior-medical.com`
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com