

Prior Medical Systems B.V.
Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn
info@prior-medical.com



Prior Medical Systems








Prior 4000 W
PTI FM 650 IUR

Gebruiksaanwijzing kort


Werkt optimaal met de app








Batterij compartiment 6 AA



Display

WEIGHT	Weeg mode	HEIGHT	Lengte mode
BMI	BMI mode	>0<	Toont of weegschaal in nulstand is
NET	Tarra functie in gebruik	STA	Toont of gewicht stabiel is
HOLD	Toont gemiddeld hold gewicht		



Toetsen



Printen resultaat (sommige modellen)



Weegschaal terug naar nul



Hold functie activeren / uitzetten



Start weegfunctie, aan/uit



Aan / uit in functie menu, zoeken geheugen, gewicht



Gegevens uit menu ophalen

Werkt optimaal met de app

